

Sérologies pré et post Vaccinales (Anatoxine tétanique)

Code IPT : 404700

Nombre B : 500

Délai Résultat : 90 Jours

Laboratoire :

Laboratoire de Cyto-Immunologie

Discipline :

Spécimens :

- Spécimen 1 : Sérum
 - Volume : 2 mL
 - Conservation et acheminement : 6 h à température ambiante ou 1 jour réfrigéré ou 10 jours congelé
- Spécimen 2 : Plasma
 - Volume : 2 mL
 - Conservation et acheminement : 6 h à température ambiante ou 1 jour réfrigéré ou 10 jours congelé

Commentaires :

Le prélèvement doit être fait 3 semaines après la vaccination antitétanique

Technique Analyse :

ELISA

Synonymes :