

Rénine Active Plasmatique

Code IPT : 109900

Nombre B : 300

Délai Résultat : 10 Jours

Laboratoire :

Laboratoire de Biochimie

Discipline :

Axe hypothalamo-hypophyso-surrénalien

Spécimens :

- Spécimen 1 : Sang total EDTA
 - Volume : 3 mL
 - Conservation et acheminement : 1 h à température ambiante
- Spécimen 2 : Plasma EDTA
 - Volume : 1 mL
 - Conservation et acheminement : 1 heure réfrigéré ou 10 jour congelé

Commentaires :

De préférence à jeun A défaut d'envoyer du sang total, Il faut centrifuger à T° ambiante et congeler le plasma dans l'heure qui suit le prélèvement. Eviter la gamme de température entre 2-8 °C

Technique Analyse :

Radio-immunologie (RIA)

Synonymes :

Rénine